

Elgydium CLINIC Trio Compact 123 szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych x2 sztuki



Cena: 21,02 PLN

Opis słownikowy

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Opakowanie | 2 sztuki |
| Podmiot odpowiedzialny | Pierre Fabre |
| Postać | szczoteczka |
| Rodzaj szczoteczki | do przestrzeni międzyzębowych |
| Typ produktu | akcesoria |

Opis produktu

ELGYDIUM CLINIC TRIO COMPACT to szczoteczka interdentalna do przestrzeni międzyzębowych to jedyny kompaktowy, praktyczny system, na którym można zamontować trzy różne szczoteczki. Dostępny w sześciu różnych rozmiarach. Każdy rozmiar ma odpowiedni kolor, określony rozmiar drutu (od 0,38 do 0,80 mm) i szczoteczki (od 1,9 do 8 mm) dzięki czemu można go dopasować do jamy ustnej każdej wielkości. Szczoteczki mają osłonę zapewniającą optymalną higienę.

JAK STOSOWAĆ

Zmocz szczoteczkę i wsuń ostrożnie, przechylając lekko do przodu.
Aby ułatwić montaż wkładu, wykonaj lekko okrężny ruch.
Szczotkuj ruchami skierowanymi do przodu i do tyłu.
Po użyciu dobrze wypłucz.

OPINIA EKSPERTA

Szczoteczki międzyzębowe lub nici dentystyczne usuwają cząsteczki jedzenia, które utknęły między zębami, i zapobiegają powstawaniu w tych miejscach płytki nazębnej.

Higiena przestrzeni międzyzębowych jest szczególnie ważna dla osób z odsoniętymi szyjkami zębów, implantami lub noszących aparaty ortodontyczne.

Pamiętaj, aby wymieniać szczoteczki międzyzębowe po około tygodniu ich używania (w zależności od ich zużycia).

DOSTĘPNE ROZMIARY

- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 000 – 3 x 0,6 mm
- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 111 – 3 x 0,8 mm
- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 012 – 0,6 mm; 0,8 mm; 1 mm
- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 123 – 0,8 mm; 1 mm; 1,2 mm
- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 145 – 0,8 mm; 1,5 mm; 1,8 mm
- ELGYDIUM Clinic Trio Compact 444 – 3 x 1,5 mm