

Nexcare COLDHOT Mini 11x12cm x1 sztuka

Cena: 16,73 PLN



Opis słownikowy

Działanie	chłodzące, rozgrzewające
Miejsce stosowania	ciało
Podmiot odpowiedzialny	3M Poland
Postać	kompres
Wiek	dorośli, dzieci

Opis produktu

Nexcare™ Cold Hot™ Mini, okład żelowy rozgrzewający/chłodzący, wielokrotnego użytku, w pokrowcu, rozm. 110 mm x 120 mm. 1 sztuka.

- Okład żelowy do wielokrotnego użytku, wykorzystujący lecznicze właściwości terapii ciepłem i zimnem. Kompres ciepło/zimno to bezpieczny, łatwy i skuteczny środek przeciwbólowy i przeciwobrzękowy. Może być wykorzystywany jako termofor.
- Wymiary kompresu to 110 mm x 120 mm. Opakowanie zawiera ochronny pokrowiec.
- Ciepły lub zimny kompres żelowy skutecznie zmniejsza skurcze mięśni, łagodzi ból i pomaga uspokoić się i zrelaksować.
- Okład żelowy może być stosowany jako zimny lub ciepły kompres i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które preferują naturalne metody leczenia.
- Zimny lub ciepły okład jest przeznaczony do wielokrotnego zastosowania.
- Kompres ciepło/zimno to narzędzie termoterapii, które można stosować w warunkach domowych. Dostępny jest w kilku rozmiarach: 235 mm x 110 mm; 110 mm x 260 mm; 195 mm x 300 mm; 110 mm x 120 mm.
- Okład przechowywać w zamrażarce, a w razie potrzeby podgrzać w ciepłej wodzie lub kuchence mikrofalowej. Stosować w miejscu bólu.
- Okład zimny można przykładać nie dłużej niż przez 20 minut. Następnie należy odczekać kolejne 20 minut przed powtórny zastosowaniem.

Kompres żelowy stosowany jako okład ciepły (po ogrzaniu w gorącej wodzie) działa wspomagająco w leczeniu bólu reumatycznego, bólu menstruacyjnego, bólu chronicznego, np. lumbago oraz bolesnych skurczy mięśni. Ciepły okład żelowy pomaga także w leczeniu zapalenia zatok, reumatoidalnego zapalenia stawów, napięcia mięśni lub skurczy. Ciepły kompres żelowy może być wykorzystywany jako termofor. Pomaga na bóle krzyża, brzucha, kontuzje, przy sztywnieniu karku, ramion i mięśni nóg. Ciepły kompres żelowy ma też działanie relaksujące i uspokajające. Pomaga rozgrzać mięśnie przed wysiłkiem fizycznym. Jako okład zimny (po oziębieniu w zamrażalniku), kompres żelowy jest idealny w przypadku: urazów takich, jak: stłuczenia, skręcenia. Idealny do łagodzenia bólu głowy, migren czy bólu zębów, łagodzenia krwawienia z nosa i opuchlizny spowodowanej przez ukąszenia owadów. Doskonali na guzy i siniaki,

a także do kojenia bólu i sztywności mięśni. Zimny okład żelowy może być także stosowany w celu zmniejszenia stanów zapalnych lub gorączki.