

NOVAMA KINO2 Taśma kinesiologii (Kinesiotaping) 5x5cm kolor cielisty



Cena: 37,08 PLN

Opis słownikowy

Miejsce stosowania	ciało
Podmiot odpowiedzialny	Novama
Postać	taśma
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Kinesiotaping - połączenie tradycji i nowoczesności

Taśma KINO 2 staje się dla użytkownika drugą skórą. Wykonana z połączenia między innymi bawełny oraz spandexu, umożliwia swobodne poruszanie się z plasterem w okresie do 7 dni od aplikacji. Kinesiotaping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, neurologicznej, pooperacyjnej, onkologicznej, sportowej, pediatrycznej. Wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu oddziałując 24 godziny na dobę. Jest wodoodporna, umożliwia uprawianie sportu, higienę osobistą i nie odkleja się.

Taśma KINO 2 działa dłużej niż czas aplikacji.

Nawet po zdjęciu taśmy KINO 2 efekty jej terapeutycznego działania będą utrzymywały się w postaci dobrego samopoczucia, jak również regenerującego się mięśnia, zanikających blizn. Zaletą stosowania kinezjotapingu jest możliwość korzystania z innych form łagodzenia bólu, rehabilitacji i leczenia.

Prawidłowo aplikowane plastry pomagają w :

- korygowaniu postawy ciała np. skolioza
- redukowaniu bólu np. kolano biegacza, ścięgno Achillesa i wiele innych dolegliwości
- naderwane mięśnie
- u ciężarnych mogą zapobiegać tworzeniu się rozstępów i przynosić ulgę przeciążonemu kręgosłupowi oraz innym partiom mięśni

- ból po operacji, zabiegu, stłuczeniach
- choroby zwyrodnieniowe stawów

Elastyczna taśma KINO 2

Wspomaga i niweluje ból u pacjentów, sportowców i każdej osoby, która potrzebuje

- ulgi od bólu
- przeciążenia
- przechodzi przez rehabilitację

Taśmy posiadają różne kolory, można aplikować dowolne mixy kolorystyczne, tworząc jedyną i niepowtarzalną mieszankę kolorów i wzorów.

W 1 opakowaniu znajduje się 1 taśma o długości 5 metrów i szerokości 5 centymetrów. Taśma KINO 2 wykonana jest z bawełny, spandexu i kleju akrylowego. Nie zawiera latexu.

Galeria

